



MLD

Medizinische Laboratorien Düsseldorf

Anleitung zur Entnahme einer Stuhlprobe



1

Probenröhrchen mit Ihrem Namen, Geburtsdatum und dem Entnahmedatum beschriften.

Auftragsbarcode nur auf das Probenröhrchen kleben. Dies erfolgt idealerweise bereits durch die Praxis.



2A

Hinweis: Verschiedene Toilettenarten beachten!

Bei Modell mit Tiefspülung ohne Auffangbecken vor dem Toilettengang eine Auffanghilfe anbringen.



2A1

Stuhlauffanghilfe über der Toilette anbringen.

Wird ggf. durch die Praxis ausgegeben.



2A2

Alternative Auffanghilfe:


- 1) Toilette mit Papier auslegen
- 2) Frischhaltefolie über die Öffnung spannen



2B

Hinweis: Verschiedene Toilettenarten beachten!

Bei Modell mit Flachspülung und Auffangbecken vor dem Toilettengang das Deo-Mittel entfernen und nachspülen!



3

Entnehmen Sie mit dem Probenlöffel mehrere etwa bohngroße Proben von verschiedenen Stellen des Stuhls.



4

Stuhlproben in das Probenröhrchen füllen. Probenröhrchen verschließen.



5

Probenröhrchen zu 2/3 füllen. Bitte keinesfalls ganz füllen!



6

Das verschlossene Probenröhrchen in den Transportbehälter geben. Diesen fest verschließen.



7

Zeitnahe Abgabe der Probe in der Arztpraxis. Bis dahin im Kühlschrank aufbewahren.



Probenmaterial zur Entnahme einer Stuhlprobe



MLD

Medizinische Laboratorien Düsseldorf



Transportbehälter




Probenröhrchen
(befindet sich im
Transportbehälter)



Probenröhrchen Probenlöffel (im Deckel)

Nutzung von Barcode und QR-Code



Auftragsbarcode

Der Auftragsbarcode (siehe Abbildung links)
wird auf das Probenröhrchen (nicht auf das
Transportröhrchen!) geklebt.

In den meisten Fällen,
hat Ihre Praxis dies bereits erledigt.



QR-Code
für Befundabruf

Sollten Sie einen Schnellbefund-
QR-Code (siehe Abbildung links) von
der Praxis erhalten, können Sie diesen
mit Ihrem Mobiltelefon scannen und so
Ihren Befund online einsehen.