











































## BESTELLSCHEIN FÜR ABNAHMESYSTEME UND VERSANDMATERIAL

Fax: 0211 4978-940 / E-Mail: bestellung@labor-duesseldorf.de / In dringenden Fällen per Telefon: 0211 4978-410

BLUT - BD (VACUTAINER)					
<b>Gelröhrchen</b> 8,5 ml (für Serum) 	100 x	<b>Kanüle Schwarz</b> 22G 	100 x	<b>Sicherheitsbutterfly grün</b> (21G) 	50 x
	367953		360211		367282
<b>Blutbildröhrchen</b> 4,0 ml (mit EDTA) 	100 x	<b>Kanüle Grün</b> 21G 	100 x	<b>Sicherheitsbutterfly blau</b> (23G) 	50 x
	368861		360213		367284
<b>Citratröhrchen</b> 2,7 ml 	100 x	<b>Kanüle Gelb</b> 20G 	100 x	<b>Gelröhrchen Pädiatrie</b> 2,5 ml (für Serum) 	100 x
	363079		360215		366882
<b>Blutzuckerröhrchen</b> 3,0 ml (FC-Mix-Röhrchen) rosa-schwarz 	50 x	<b>Safety-Kanüle Schwarz</b> 22G 	48 x	<b>Blutbildröhrchen Pädiatrie</b> 2,0 ml (mit EDTA) lila-transparent 	100 x
	454513		368610		368841
<b>Lithiumheparinröhr.</b> 8,0 ml 	100 x	<b>Safety-Kanüle Grün</b> 21G 	48 x	<b>Citratröhrchen Pädiatrie</b> 1,8 ml transparent-hellblau 	100 x
	367378		368609		363097
<b>Mehrfachholder</b> (mehrfach nutzbar) 	1 x	<b>Luer-Adapter</b> 	100 x		
	368872		367300		

BLUT - SARSTEDT (MONOVETTE)					
<b>Gelröhrchen</b> 7,5ml (für Serum) 	50 x	<b>Mikro-Probengefäß</b> 1, 1 ml (für Serum, mit Trenn-Gel) 	100 x	<b>Kanülen Schwarz</b> 22G 	100 x
	01.1602.001		41.1500.005		85.1440
<b>Blutbildröhrchen</b> 2,7 ml (mit EDTA) 	50 x	<b>Mikro-Probengefäß</b> 1,3 ml (mit EDTA) 	100 x	<b>Kanülen Grün</b> 21G 	100 x
	05.1167.001		41.1504.005		85.1162
<b>Citratröhrchen</b> 3,0 ml 	50 x	<b>Mikro-Probengefäß</b> 1,3 ml (mit Citrat) 	100 x	<b>Kanülen Gelb</b> 20G 	100 x
	05.1165.001		41.1506.005		85.1160
<b>Blutzuckerröhrchen</b> 2,7 ml (mit Fluorid) 	50 x	<b>Multi-Adapter</b> 	100 x	<b>Safety-Kanülen Schwarz</b> 22G 	50 x
	05.1073.001		14.1205		85.1440.200
<b>Lithiumheparinröhr.</b> 2,7 ml (für Plasma-Gewinnung) 	50 x	<b>Membran-Adapter</b> 	100 x	<b>Safety-Kanülen Grün</b> 21G 	50 x
	05.1553.001		14.1112		85.1162.200
<b>Thrombozytenfunktion</b> 3,8 ml (mit Citrat/Puffer 9NC/PFA) 	50 x	<b>Multifly Set grün</b> 21G 	120 x	<b>Safety-Kanülen Gelb</b> 20G 	50 x
	04.1910.001		85.1638.035		85.1160.200
<b>Lithiumheparinröhr.</b> 7,5 ml (für Metall-Analytik IGRA) 	50 x	<b>Safety-Multifly Set grün</b> 21 G 	120 x		
	01.1604.400		85.1638.235		

URIN			
<b>Urin-Monovette</b> 10 ml (Status, Sediment, Klinische Chemie) 	10 x	<b>Gefäß steril</b> 100ml Deckel gelb 	10 x
	10.252.020		43801G
<b>Urin-Sammelgefäß</b> 3000 ml (mit Salzsäure) 	3 x	<b>Urin-Eintauchnährboden</b> 	10 x
	77.578		3326
<b>Urin-Sammelgefäß</b> 3000 ml (ohne Salzsäure) 	3 x		
	77.575		







NOTIZEN - SPEZIALBEDARF ANFRAGEN	EINSENDER / STEMPEL
	<b>!Bitte unbedingt angeben, sonst keine Lieferung!</b>
	Datum













Bitte schreiben Sie die benötigte Packungsmenge rechts neben die pro Artikel angegebene Packungsgröße.












Falls Sie weniger als eine Packungsgröße benötigen, streichen Sie bitte die Packungsgröße durch und schreiben die Anzahl der benötigten Einzelartikel rechts daneben. Bitte räumen Sie drei Werktage bis zur Lieferung ein.

## BESTELLSCHEIN FÜR ABNAHMESYSTEME UND VERSANDMATERIAL

Fax: 0211 4978-940 / E-Mail: [bestellung@labor-duesseldorf.de](mailto:bestellung@labor-duesseldorf.de) / In dringenden Fällen per Telefon: 0211 4978-410

GEFÄSSE			
<b>Stuhlgefäß 13 ml + Versandgefäß</b> (mit Probenlöffel) 	40 x	<b>Blutkulturflasche aerob</b> (anaerob bitte entsprechend mitbestellen) 	1 x
	HT4080/10234		410851
<b>Stuhlprobenentnahmeset (IFOB)</b> (für Hb/Blut im Stuhl) 	1 x	<b>Blutkulturflasche anaerob</b> (aerob bitte entsprechend mitbestellen) 	1 x
	K6999SET		410852
<b>Universalröhrchen 13 ml</b> 	40 x	<b>Sputumgefäß 15 ml</b> (BAL, Bakteriologie) 	40 x
	H4509/10234-2		H8511B/10234-2

TRANSPORTMEDIEN			
<b>Abstrichtupfer in Transportmedium <span style="color: blue;">Blau</span></b> normale Dicke 	50 x	<b>Corona PCR Abstrich-Set</b> 	50 x
	108c		Corona Abstrichbesteck
<b>Abstrichtupfer in Transportmedium <span style="color: orange;">Orange</span> fein</b> 	50 x	<b>Corona Gurgelset inkl. Trinkbecher 20ml, Isotonische NaCl 0,9% Lösung und gelber Monovette mit Spritze</b> 	20 x
	110		20210217
<b>Objektträger, Matttrand + Hülle</b> (Oxyuren) 	50 x	<b>Abstrichtupfer trocken ohne Transportmedium f. PCR</b> (nicht für HPV und Chlamydien) 	5 x
	M7625		155c
<b>Spezialmedium Portagerm</b> (für <i>Helicobacter pylori</i> ) 	1 x	<b>Abstrichbesteck (PCR) Chlamydien + HPV</b> nicht für Gebärmutterhalskrebs-Screening 	5 x
	42041		07958021190
<b>Spezialtransportmedium</b> (für Mykoplasmen) 	1 x	<b>Helicobacter pylori-Atemtest</b> (Beutel) 	1 x
	42507		F201-VP-05a
<b>Spezialröhrchen für Katecholamine</b> (EGTA) 	1 x	<b>Helicobacter pylori-Atemtest</b> (Mundstücke) 	100 x
	100490		F201-VP-06a

FORMULARE	SONSTIGES		
<b>Privat-Scheine</b> (DIN A5, 1-fach) 	50 x	<b>Einmalversandtüte <span style="color: green;">Grün</span> Fachlabor</b> 	100 x
	B.1-fach		Einmaltüte grün_MLD
<b>IgE- /Allergie- / RAST-Bogen</b> 	50 x	<b>Einmalversandtüte <span style="color: orange;">Orange</span> Mikrobiologie</b> 	100 x
	1002-00282		Einmaltüte orange_MLD
<b>Bestellschein für Abnahmesyst. u. Versandmaterial</b> (DIN A4, dieser Schein) 	1 x	<b>Tüte für Postversand</b> 	40 x
	Bestellschein Praxis		Postversandtüte_MLD
<b>Leistungsverzeichnis</b> (DIN A5, Ringbuch) 	1 x	<b>Schutzgefäß leer (für Postversand Probenröhrchen)</b> 	40 x
	Leistungsverzeichnis		H30126/10234-1
<b>Aufkleber-Bogen <span style="color: red;">„infektiös“</span></b> 	1 x	<b>Kühltransportverpackung</b> 	1 x
	1632		95.995
<b>Patientenaufkleber-Bogen „Med. Laboratorien“</b> (für Probenröhrchen) 	1 x		
	Blattetikett A4		

NOTIZEN - SPEZIALBEDARF ANFRAGEN	EINSENDER / STEMPEL
	!Bitte unbedingt angeben, sonst keine Lieferung!
	Datum

Für eine unkomplizierte Bestellung inklusive noch schnellerer Bearbeitung nutzen Sie auch gerne unseren Webshop unter <http://www.labor-duesseldorf.de/praxismaterial#>

Bitte schreiben Sie die benötigte Packungsmenge rechts neben die pro Artikel angegebene Packungsgröße.  
 Falls Sie weniger als eine Packungsgröße benötigen, streichen Sie bitte die Packungsgröße durch und schreiben die Anzahl der benötigten Einzelartikel rechts daneben. Bitte räumen Sie drei Werktage bis zur Lieferung ein.